

■ 11-1-3 サービス計画書を作成する

福祉用具サービス計画書の作成が行えます。尚、同期機能によりレンタル商品情報の反映が可能です。

【出力できる帳票】

- ・福祉用具サービス計画書(基本情報)
- ・福祉用具サービス計画書(利用情報1)
- ・福祉用具サービス計画書(利用情報2)

サービス計画書作成TABについて

1. ご相談内容 TAB	ご本人・ご家族・ケアマネジャーからの、相談内容が解るようにその記録の作成を行います。詳細は項目1からご参照下さい。
2. 身体状況 TAB	アセスメント等で確認した本人の身体状況を確認して記録に残します。詳細は項目19からご参照下さい。
3. 介護環境 TAB	アセスメント等で確認した本人の介護環境を確認して記録に残します。詳細は項目25からご参照下さい。
4. 住環境 TAB	アセスメント等で確認した本人の住宅環境を確認して記録に残します。詳細は項目31からご参照下さい。
5. これからの生活像と留意点(レンタル)TAB	アセスメントの結果、レンタル福祉用具を用いたこれから生活像と、利用に当たっての留意点についての文章を作成します。詳細は項目37からご参照下さい。
6. これからの生活像と留意点(販売)TAB	アセスメントの結果、販売福祉用具を用いたこれから生活像と、利用に当たっての留意点についての文章を作成します。詳細は項目48からご参照下さい。
7. 選定福祉用具(レンタル)TAB	選定したレンタル福祉用具について、利用目標や選定した理由文章を作成します。詳細は項目60からご参照下さい。
8. 選定福祉用具(介護販売)TAB	選定した販売福祉用具について、利用目標や選定した理由文章を作成します。詳細は項目73からご参照下さい。
9. 居宅サービス計画 TAB	ご本人・ご家族、総合的な援助方針のいずれの項目も、ケアマネジャーからの計画書が届いてから転記入力を行います。詳細は項目79からご参照下さい。
10. 解決すべき課題 TAB	ケアマネジャーからの計画書が届いてから同項目の転記入力を行います。詳細は項目85からご参照下さい。
11. サービス記録 TAB	ご利用者に携わった記録が残せます。(アセスメント訪問・納品・1週間後の利用確認・第1回モニタリングなど)。詳細は項目91からご参照下さい。
12. 内部コメント TAB	社内情報共有を行うためのメモ機能となります。出力されるサービス計画書には反映されません。詳細は項目98からご参照下さい。

例文が選択できる項目について

ご相談内容 TAB	ご相談内容(本人)
ご相談内容 TAB	ご相談内容(ご家族)

必要な理由と利用目標 TAB	必要な理由
必要な理由と利用目標 TAB	利用目標
これからの生活像と留意点(レンタル)TAB	これからの生活像(ニーズ・理由)
これからの生活像と留意点(レンタル)TAB	留意点
これからの生活像と留意点(販売)TAB	これからの生活像(ニーズ・理由)
これからの生活像と留意点(販売)TAB	留意点
選定福祉用具(レンタル)TAB	利用目標
選定福祉用具(レンタル)TAB	選定理由
選定福祉用具(介護販売)TAB	利用目標
選定福祉用具(介護販売)TAB	選定理由

各TABに表示されている新規・変更・削除・確認・検索・同期ボタンについて

新規	新たに情報を登録する際に選択します
変更	履歴の情報を変更する際に選択します
削除	履歴の情報を削除する際に選択します
確認	各TABで行った処理を終了する際に選択します
検索	過去の登録した文章を検索してセットする際に選択します
同期	レンタル商品情報を反映させ際に選択します


印刷時の機能について

選定福祉用具	選定福祉用具(レンタル)TAB、選定福祉用具(販売)TAB の選択が可能です
福祉用具サービス計画書発行ページ	基本情報、利用情報1、利用情報2の選択発行が可能です
作成日/管理者	入力した内容が表示可能です
介護保険情報を表示	表示・非表示の選択、又は入力した内容に変更することが可能です
支援事業所情報を変更	支援事業者情報を入力した内容に変更することが可能です
個人情報をもスキミング	氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号、介護者、続柄情報をスキミングすることが可能です


【ポイント】

- ・データ登録後は必ず確認ボタンを押して下さい。確認ボタンを押さずに他のTABへ移動を行った場合は入力データが保存されません。
- ・各項目の文章作成機能では、文節と接続詞が一致しない場合があります。確認ボタンを押される前に訂正が必要な個所の確認をお願いします。

1.
「サービス計画」メニューを選択します。



2.
メニューが展開されますので、「福祉用具サービス計画書作成」メニューを選択します。



3.
福祉用具サービス計画作成画面が表示されます。



4.
サービス計画書を作成する利用者
を選択します。

5.
検索ボタンをクリックします。

6.
検索画面が表示されます。
作成を行うご利用者を選択しま
す。

被保険者ID	被保険者名	被保険者力
000002	大阪 五郎	オオサカゴロウ
000003	全国 新太郎	ゼンコク シンタロウ
000004	高知 慎五郎	コウチ シンゴロウ
000005	広島 四郎	ヒロシマ シロウ
000006	福岡 八郎	フクオカ ハチロウ
000007	鹿児島 はなこ	カゴシマ ハナコ
000008	名古屋 太郎	ナゴヤ タロウ
000009	港区 太郎	ミナト タロウ
000010	札幌 新次郎	サッポロ シンジロウ

10.

ご相談内容TABが表示されます。

入力項目

- ① 相談者: 相談者名を入力します
- ② 本人との関係: 続柄を入力します
- ③ 相談日: 本人、ご家族との相談日を入力します
- ④ ご本人: 本人の相談内容を入力します
- ⑤ ご家族: ご家族の相談内容を入力します
- ⑥ 相談日: ケアマネジャーとの相談日を入力します
- ⑦ 担当ケアマネジャー様: ケアマネジャーの相談内容を入力します

11.

「新規」ボタンをクリックします

【ポイント】

新規ボタン: 新たに情報を登録する際に選択します

変更ボタン: 履歴の情報を変更する際に選択します

削除ボタン: 履歴の情報を削除する際に選択します

12.

各項目が入力可能となります。
各項目には直接データの入力が行えます。
または例文集から例文をセットすることが可能です。

13.

例文をセットする場合

本人欄の「作成」ボタンをクリックします。

14.

相談内容の例文画面が表示されます。

相談内容にセットを行う例文を「セット」ボタンから選択します。

15.

例文セット後の画面です。

同じ手順でご家族の相談内容を直接入力または例文をセットします。

相談者	<input type="text"/>
本人との関係	<input type="text"/>
相談日	<input type="text"/>
本人(120文字)	作成 <input type="text" value="不自由なく生活してる、人さまの世話にはなりた"/>
ご家族(120文字)	作成 <input type="text"/>

16.

項目入力後の画面です。

		確認 新規
相談者	<input type="text" value="大阪 花子"/>	
本人との関係	<input type="text" value="子"/>	
相談日	<input type="text" value="20120401"/>	
本人(120文字)	作成 <input type="text" value="不自由なく生活してる、人さまの世話にはなりたくないから人的サー"/>	
ご家族(120文字)	作成 <input type="text" value="安全で安らかに自立した生活が末永く行えるようにしてあげたい。"/>	
相談日	<input type="text" value="20120325"/>	
<input type="text" value="早急に対応を行いたい"/>		

17.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

介護環境	住環境	必要な理由と 利用目標	選定福祉用具	留意点	居
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">確認 新規</div> </div>					
<input type="text" value="大阪 花子"/> <input type="text" value="子"/> <input type="text" value="20120401"/> <input type="text" value="不自由なく生活してる、人さまの世話にはなりたくないから人的サー"/> <input type="text" value="安全で安らかに自立した生活が末永く行えるようにしてあげたい。"/>					

18.

入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。

「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

介護環境 住環境 必要な理由と利用目標 選定福祉用具 留意点 居宅

26

1

新規 変更 削除

大阪 花子

子

20120401

不自由なく生活してる、人さまの世話にはなりたくないから人的

安全で安らかに自立した生活が末永く行えるようにしてあげたい

19.

身体状況TABをクリックします。身体状況入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① 身長
- ② 体重
- ③ 寝返り
- ④ 起き上がり
- ⑤ 立ち上がり
- ⑥ 屋内歩行
- ⑦ 屋外歩行
- ⑧ 座位保持
- ⑨ 移乗
- ⑩ 視覚
- ⑪ 聴覚
- ⑫ 意思疎通
- ⑬ 食事
- ⑭ 入浴
- ⑮ 排泄

TEL 200235-

ご相談内容 身体状況 介護環境 住環境 これからの生活像と留意点(レアル)

計画No 日付

身長 cm 体重

寝返り 可能 不可能

起き上がり 可能 不可能

立ち上がり 可能 不可能

屋内歩行 可能 不可能

屋外歩行 可能 不可能

座位保持 可能 不可能

20.

「新規」ボタンをクリックします

The screenshot shows a form with tabs: 介護環境, 住環境, 必要な理由と利用目標, 選定福祉用具, 留意点, and 店舗. The '必要な理由と利用目標' tab is active. At the top, there are three buttons: '新規' (New), '変更' (Change), and '削除' (Delete). The '新規' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are input fields for '身長' (Height) in cm and '体重' (Weight) in kg. Below these are several rows of radio button options for various activities and conditions.

21.

各項目が入力可能となります。

各項目には直接データの入力や選択が行えます。

【ポイント】

選択項目がラジオボタンの場合は1つしか選択できません。

The screenshot shows the '身体状況' (Physical Status) tab selected. It contains input fields for '身長' (Height) in cm and '体重' (Weight) in kg. Below these are several rows of radio button options for various activities and conditions. A '確認' (Confirm) button is visible in the top right corner.

22.

入力後の画面です。

The screenshot shows the completed form with the following data entered: 身長 (Height) 163 cm, 体重 (Weight) 62 kg. The '身体状況' (Physical Status) tab is still selected. The radio button options are now filled with specific selections, such as '可能' (Possible) for many activities and '一部介助' (Partial assistance) for others. A '確認' (Confirm) button is visible in the top right corner.

23.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a form with tabs at the top: 住環境, これからの生活像と留意点(レンタル), これからの生活像と留意点(販売), 選定福祉用具(レンタル), 選定福祉用具(介護販売), and 居宅サービス計画. The '確認' button is highlighted with a red box. Below the button, there are input fields for 'cm' and 'kg', and a list of radio button options for various services.

24.

入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。

「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

The screenshot shows the same form as in step 23, but with the '1' button highlighted with a red box. The '確認' button is no longer visible. The input fields and radio button options are the same.

25.

介護環境TABをクリックします。介護環境入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① 他のサービス利用状況
- ② 家族構成
- ③ 主介護者
- ④ 介護者力
- ⑤ 利用している福祉用具
- ⑥ 疾病
- ⑦ 麻痺
- ⑧ 床ずれ
- ⑨ 認知症の日常生活自立度
- ⑩ 特記事項

The screenshot shows a different form with a sidebar on the left containing folders: 販売, 請求, 支払, マスタ設定, 環境設定, システム, データ連携, 実績, and EKN連携. The main area has tabs: TEL, ご相談内容, 身体状況, 介護環境, 住環境, and これからの生活像と留意点(レンタル). The '介護環境' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there are input fields for '計画No' and '日付', and a list of radio button options for various services.

26.

「新規」ボタンをクリックします

27.

各項目が入力可能となります。

各項目には直接データの入力や選択が行えます。

【ポイント】

選択項目がラジオボタンの場合は1つしか選択できません。チェックボックスの場合は複数選択が行えます。

28.

入力後の画面です。

29.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

30.

入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。

「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

31.


住環境TABをクリックします。住環境入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① 住環境
- ② 住環境課題箇所
- ③ 駐車
- ④ 利用フロア
- ⑤ エレベーター
- ⑥ 打合せメモ

32.

「新規」ボタンをクリックします




33.

各項目が入力可能となります。

各項目には直接データの入力や選択が行えます。


【ポイント】

選択項目がラジオボタンの場合は1つしか選択できません。チェックボックスの場合は複数選択が行えます。



34.

入力後の画面です。



35.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '確認' (Confirm) button highlighted with a red box. The interface includes tabs for '介護環境' (Nursing Environment), '住環境' (Living Environment), '必要な理由と利用目標' (Necessary Reasons and Utilization Goals), '選定福祉用具' (Selected Welfare Aids), '留意点' (Points to Note), and '居室' (Room). The '確認' button is located next to the '新規' (New) button. Below the tabs, there are radio buttons for '戸建(持家)' (Single House (Owner-occupied)), '戸建(賃貸)' (Single House (Rental)), '分譲集合住宅' (Condominium), and '賃貸集合住宅(民営)' (Rental Condominium (Private)). There is also a text input field for 'その他()' (Others ()). Below these, there are checkboxes for '玄関・扉・段差' (Entrance/Door/Steps), '廊下・階段' (Hallway/Stairs), '居室・' (Living Room/), '浴室' (Bathroom), '洗面・脱衣' (Washroom/Changing Room), and 'トイレ' (Toilet). At the bottom, there are radio buttons for '可' (Possible) and '不可' (Impossible).

36.

入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。

「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

The screenshot shows the '確認' (Confirm) button highlighted with a red box. The interface includes tabs for '介護環境' (Nursing Environment), '住環境' (Living Environment), 'これからの生活像と留意点(レンタル)' (Future Lifestyle and Points to Note (Rental)), 'これからの生活像と留意点(販売)' (Future Lifestyle and Points to Note (Sales)), '選定福祉用具(レンタル)' (Selected Welfare Aids (Rental)), and '選定福祉用具(介護販売)' (Selected Welfare Aids (Nursing Sales)). The '確認' button is located next to the '新規' (New) button. Below the tabs, there are radio buttons for '戸建(持家)' (Single House (Owner-occupied)), '戸建(賃貸)' (Single House (Rental)), '分譲集合住宅' (Condominium), and '賃貸集合住宅(民営)' (Rental Condominium (Private)). There is also a text input field for 'その他()' (Others ()). Below these, there are checkboxes for '門扉・庭・アプローチ' (Door/Gate/Yard/Approach), '玄関・扉・段差' (Entrance/Door/Steps), '廊下・階段' (Hallway/Stairs), '居室' (Living Room), '台所' (Kitchen), '浴室' (Bathroom), '洗面・脱衣' (Washroom/Changing Room), and 'トイレ' (Toilet). At the bottom, there are radio buttons for '可' (Possible) and '不可' (Impossible).

37.

これからの生活像と留意点(レンタル)TABをクリックします。これからの生活像と留意点入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① これからの生活像(ニーズ・理由)
- ② 留意点

The screenshot shows the 'これからの生活像と留意点(レンタル)' (Future Lifestyle and Points to Note (Rental)) tab highlighted with a red box. The interface includes tabs for '介護環境' (Nursing Environment), '住環境' (Living Environment), 'これからの生活像と留意点(レンタル)' (Future Lifestyle and Points to Note (Rental)), 'これからの生活像と留意点(販売)' (Future Lifestyle and Points to Note (Sales)), '選定福祉用具(レンタル)' (Selected Welfare Aids (Rental)), and '選定福祉用具(介護販売)' (Selected Welfare Aids (Nursing Sales)). The '新規' (New) button is located next to the '変更' (Change) and '削除' (Delete) buttons. Below the tabs, there is a large text input area for 'これからの生活像(ニーズ・理由)' (Future Lifestyle (Needs/Reasons)). Below this, there is a text input area for '留意点' (Points to Note).

38.

「新規」ボタンをクリックします。

39.

各項目が入力可能となります。
各項目には直接データの入力が行えます。
または例文集から例文をセットすることが可能です。

40.

例文をセットする場合

これからの生活像欄の「作成」ボタンをクリックします。

41.

これからの生活像の例文画面が表示されます。

これからの生活像をセットします。

による症状から

42.

これからの生活像内容にセットを行う例文を各項目から選択します。

これからの生活像をセットします。

日中は主に車椅子または介護ベッドだけの生活を
 生活全般に介護が必要である重篤な状況を
 歩行の不安定に対して移動の安全性および介護負担の軽減を
 屋外に出られず社会への参加や行動範囲が縮小していることを
 全身に衰弱が見られ、体のバランスの維持が難しい状態を
 介護生活における本人の自立支援や介助者の負担軽減を
 療養生活の中で本人及び介助者の肉体的・精神的なリスクを
 閉じこもりがちであり、生活の不活発性と体力・筋力の低下を
 身体（肉体的）および精神（心理）的な適応力の低下を
 意欲の低下や判断力の低下が見られることを
 筋力の低下と動作に制限が見られる状態を
 移動・移乗の困難や不安定さによる転倒・転落等の危険性を

43.

内容を確認して、「セット」をクリックします。

これからの生活像をセットします。

による症状から

44.

例文セット後の画面です。

同じ手順で留意点内容を直接入力または例文をセットします。

内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div style="text-align: right;">確認 新規</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>これからの生活像 (ニーズ・理由) (150文字)</p> <p>作成</p> <p>検索</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>骨折による症状から歩行の不安定に対して移動の安全性を高める支障を少しずつ解決できるようにして、『目標や目的』</p> </div> </div>						
<p>留意点(240文字)</p>						

45.

項目入力後の画面です。

内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div style="text-align: right;">確認 新規</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>これからの生活像 (ニーズ・理由) (150文字)</p> <p>作成</p> <p>検索</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>骨折による症状から歩行の不安定に対して移動の安全性を高める支障を少しずつ解決できるようにして、『目標や目的』</p> </div> </div>						
<p>留意点(240文字)</p> <p>福祉用具をご活用頂くに当たり、ご利用に係わるヒヤリ・ハットを共有することにより、大きな事故を防ぐことができ、適切な福祉用具の利用に役立つと思われます。こちらでもご利用ください。(インターネット検索： テクノエイド協会 ヒヤリ・ハット事例集)</p>						

46.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)
<div style="text-align: right;">確認 新規</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>骨折による症状から歩行の不安定に対して移動の安全性を高める支障を少しずつ解決できるようにして、『目標や目的』</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>福祉用具をご活用頂くに当たり、ご利用に係わるヒヤリ・ハットを共有することにより、大きな事故を防ぐことができ、適切な福祉用具の利用に役立つと思われます。こちらでもご利用ください。(インターネット検索： テクノエイド協会 ヒヤリ・ハット事例集)</p> </div> </div>					

47.
入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。
「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

48.
これからの生活像と留意点(販売) TABをクリックします。これからの生活像と留意点入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ③ これからの生活像(ニーズ・理由)
- ④ 留意点

49.
「新規」ボタンをクリックします。

50.

各項目が入力可能となります。
各項目には直接データの入力が行えます。
または例文集から例文をセットすることが可能です。

この画面は、サービス計画書の作成画面です。左側の青いパネルには、以下の項目があります。

- これからの生活像 (ニーズ・理由) (150文字)
 - 作成
 - 検索
- 留意点 (240文字)
 - 作成

右側には、これらの項目を入力するための大きな白いテキストエリアがあります。

51.

例文をセットする場合

これからの生活像欄の「作成」ボタンをクリックします。

この画面は、サービス計画書の作成画面です。左側の青いパネルには、以下の項目があります。

- これからの生活像 (ニーズ・理由) (150文字)
 - 作成
 - 検索
- 留意点 (240文字)
 - 作成

右側には、これらの項目を入力するための大きな白いテキストエリアがあります。

52.

これからの生活像の例文画面が表示されます。

この画面は、これからの生活像の例文をセットする画面です。

これからの生活像をセットします。

病名・原因 (▼) による症状から

課題・対策 (▼)

接続詞 3 (▼)

生活像・将来像 (▼)

画面下部には「セット」および「閉じる」ボタンがあります。

53.

これからの生活像内容にセットを行う例文を各項目から選択します。

これからの生活像をセットします。

課題・対策
 日中は主に車椅子または介護ベッドだけの生活を
 生活全般に介護が必要である重篤な状況を
 歩行の不安定に対して移動の安全性および介護負担の軽減を
 屋外に出られず社会への参加や行動範囲が縮小していることを
 全身に衰弱が見られ、体のバランスの維持が難しい状態を
 介護生活における本人の自立支援や介助者の負担軽減を
 療養生活の中で本人及び介助者の肉体的・精神的なリスクを
 閉じこもりがちであり、生活の不活発性と体力・筋力の低下を
 身体（肉体）的および精神（心理）的な適応力の低下を
 意欲の低下や判断力の低下が見られることを
 筋力の低下と動作に制限が見られる状態を
 移動・移乗の困難や不安定さによる転倒・転落等の危険性を

54.

例文を選択した状態です。

これからの生活像をセットします。

加齢 による症状から

日中は主に車椅子または介護ベッドだけの

改善し、

自分で出来ることは、できる限り自分で行い

セット 閉じる

55.

内容を確認して、「セット」をクリックします。

これからの生活像をセットします。

加齢 による症状から

日中は主に車椅子または介護ベッドだけの

改善し、

自分で出来ることは、できる限り自分で行い

セット 閉じる

56.

例文セット後の画面です。

同じ手順で留意点内容を直接入力または例文をセットします。

身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div style="text-align: right;">確認 新規</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>これからの生活像 (ニーズ・理由) (150文字)</p> <p>作成</p> <p>検索</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>加齢による症状から日中は主に車椅子または介護ベッド できる限り自分で行えるように福祉用具を活用して行き</p> </div> </div>					
留意点(240文字)					

57.

項目入力後の画面です。

身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div style="text-align: right;">確認 新規</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>これからの生活像 (ニーズ・理由) (150文字)</p> <p>作成</p> <p>検索</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>加齢による症状から日中は主に車椅子または介護ベッド できる限り自分で行えるように福祉用具を活用して行き</p> </div> </div>					
<p>福祉用具については、大型で重量があったり、電動で動 使用方法也多岐に渡ります。ご使用前には必ずもう一度 注意」を十分にご確認いただき、正しく安全にご使用い</p>					
留意点(240文字)					

58.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)
<div style="text-align: right;">確認 新規</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>加齢による症状から日中は主に車椅子または介護ベッドだけの生活を改善 できる限り自分で行えるように福祉用具を活用して行きます。</p> </div> </div>					
<p>福祉用具については、大型で重量があったり、電動で動くもの、特殊な 使用方法也多岐に渡ります。ご使用前には必ずもう一度、取扱説明書を 注意」を十分にご確認いただき、正しく安全にご使用いただけますようお</p>					

59.
入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。
「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

介護環境	住環境	これから 生活像と留意 点(レンタル)	これから 生活像と留意 点(販売)	選定福祉用具 (レンタル)	選定福祉用具 (介護販売)
14-04-28		1		新規 変更 削除	
<p>加齢による症状から日中は主に車椅子または介護ベッドだけの生活を改める限り自分で行えるように福祉用具を活用して行きます。</p>					
<p>福祉用具については、大型で重量があったり、電動で動くもの、特殊な使用方法也多岐に渡ります。ご使用前には必ずもう一度、取扱説明書を「注意」を十分にご確認いただき、正しく安全にご使用いただけますようお願いいたします。</p>					

60.
選定福祉用具(レンタル)TABをクリックします。選定福祉用具入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① サービスコード・コード名称
- ② 単位数
- ③ レンタル商品名
- ④ 品番
- ⑤ 納品日
- ⑥ 利用目標
- ⑦ 福祉用具選定理由

これから 生活像と留意 点(レンタル)	これから 生活像と留意 点(販売)	選定福祉用具 (レンタル)	選定福祉用具 (介護販売)	居室サービ ス計画	解決すべ き課題
同期 変更					
単位数		文面コン トロール	利用目標		
			選定理由(200文字)		
計画No.					

61.
「変更」ボタンをクリックします。

住環境	これから 生活像と留意 点(レンタル)	これから 生活像と留意 点(販売)	選定福祉用具 (レンタル)	選定福祉用具 (介護販売)	居室サービ ス計画
同期			変更		
単位数		文面コン トロール	利用目標		
			選定理由(200文字)		
計画No.					

62.

「同期」ボタンが表示されますのでクリックします。

【ポイント】

同期ボタンをクリックすることにより、現在のレンタル状況が画面に反映されます。

住環境	これからの生活像と留意点(認知)	これからの生活像と留意点(障害)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居室サービス計画
同期			確認	変更	
			文面コントロール	利用目標	
				選定理由(200文字)	
計画No.					

63.

レンタル商品が反映されます。




コントロール	サービス内容(品目)		単位数	文面コントロール
	機種(形式)			
行追加	品番	納品日	計画No.	
削除	171003	特殊寝台貸与	1000	作成
	ケア堡2R-HF-B(2モーターレギュラ			検索
	11-5745-0			作成
	20140407			検索
削除	171005	床ずれ防止用具貸与	150	作成
	アルファプラR 撥水・防水91幅レギュラ			検索

64.

利用目標と選定理由が入力可能となります。

各項目には直接データの入力が行えます。

または例文集から例文をセットすることが可能です。

単位数	文面コントロール	利用目標	製品画像
		選定理由(200文字)	
1000	作成		
	検索		
	作成		
	検索		
150	作成		
	検索		

65.

例文をセットする場合

利用目標欄の「作成」ボタンをクリックします。

文面コントロール	利用目標	製品画像
1000	<div>作成</div> <div>検索</div>	
	<div>作成</div> <div>検索</div>	
150	<div>作成</div> <div>検索</div>	

66.

利用目標の例文画面が表示されます。

利用目標内容にセットを行う例文を各項目から選択します。

利用目標を検索、セットします。

といった症状にあり

67.

利用目標内容にセットを行う例文を各項目から選択します。

【ポイント】

サービスコード欄を選択することにより、サービスコード別の選定理由が表示されます。

利用目標を検索、セットします。

といった症状にあり

サービスコード・サービス名称
 171001:車いす貸与
 171002:車いす付属品貸与
 171003:特殊寝台貸与
 171004:特殊寝台付属品貸与
 171005:床ずれ防止用具貸与
 171006:体位変換器貸与
 171007:手すり貸与
 171008:スロープ貸与
 171009:歩行器貸与
 171010:歩行補助つえ貸与
 171011:徘徊感知機器貸与
 171012:移動用リフト貸与
 171013:自動排泄処理装置貸与

68.
内容を確認して、「セット」をクリック
します。

利用目標を検索、セットします。

全身に衰弱がみられる といった症状にあり



171003:特殊寝台貸与

起上りや立上がりが楽にできる



用具活用の目標とします。

69.
例文セット後の画面です。

同じ手順で選定理由や他の福祉
用具も直接入力または例文をセッ
トします。

	文面コン トロール	利用目標	製品画像
		選定理由(200文字)	
1000	作成 検索	全身に衰弱がみられるといった症状にあり起上りや立上がりが楽にできることを、用具活用の目標とします。	
	作成 検索		
150	作成 検索		

70.
項目入力後の画面です。

	文面コン トロール	利用目標	製品画像
		選定理由(200文字)	
1000	作成 検索	全身に衰弱がみられるといった症状にあり起上りや立上がりが楽にできることを、用具活用の目標とします。	
	作成 検索	現在使用のベッドからの離床が困難な状況にあるので適切な角度で背中と膝が運動する2モーターベッドを選定しまし	
150	作成 検索	全身に衰弱がみられるといった症状にあり快適さと安定感を両立し、体圧分散効果を得ることを、用具活用の目標としま	

71.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居室サービス計画
			同期	確認	変更
単位数		文面コントロール		利用目標	
計画No.				選定理由(200文字)	
特殊寝台貸与	1000	作成	全身に衰弱がみられるといたり起上りや立上がり楽にでき、用具活用の目標とします		
B(2モーターレギュラ		検索			
		作成	現在使用のベッドからの離床状況にあるので適切な角度で背		

72.

入力データが保存されました。

【ポイント】

確認ボタンを押すことにより入力データが保存されます。

選定福祉用具(レンタル)TABでは履歴ボタンは表示されません。

住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居室サービス計画
			同期	変更	
単位数		文面コントロール		利用目標	
計画No.				選定理由(200文字)	
特殊寝台貸与	1000	作成	全身に衰弱がみられるといたり起上りや立上がり楽にでき、用具活用の目標とします		
B(2モーターレギュラ		検索			
		作成	現在使用のベッドからの離床状況にあるので適切な角度で背		

73.

選定福祉用具(介護販売)TABをクリックします。選定福祉用具入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① サービス内容
- ② 販売額
- ③ 販売商品名
- ④ 品番
- ⑤ 納品日
- ⑥ 利用目標
- ⑦ 福祉用具販売選定理由

これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居室サービス計画	解決すべき課題
			同期	変更	
販売額		文面コントロール		利用目標	
計画No.				選定理由(200文字)	

74.

「変更」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a web form with several tabs at the top: 'これから生活像と留意点(レンタル)', 'これから生活像と留意点(販売)', '選定福祉用具(レンタル)', '選定福祉用具(介護販売)', '居宅サービス計画', and '解決すべき課題'. Below the tabs, there are buttons for '同期' and '変更'. The '変更' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons, there are input fields for '販売額', '文面コントロール', '利用目標', and '選定理由(200文字)'. A '計画No.' field is also visible.

75.

「行追加」ボタンが表示されますのでクリックします。

【ポイント】

選定福祉用具(介護販売)TAB では「同期ボタン」は機能しません。手入力により商品を追加入力します。

The screenshot shows the same web form as in step 74, but with the '同期' button disabled. The '行追加' button is highlighted with a red rectangular box. The form includes input fields for 'サービス内容(品目)', '機種(形式)', '品番', '納品日', '販売額', and '計画No.'. There are also buttons for '同期', '確認', and '変更'.

76.

販売商品入力用の行が追加されますので、必要な項目を入力します。

- ① サービス内容
- ② 販売額
- ③ 販売商品名
- ④ 品番
- ⑤ 納品日
- ⑥ 利用目標
- ⑦ 福祉用具販売選定理由

The screenshot shows the same web form as in step 75, but with the '同期' button disabled. The '行追加' button is highlighted with a red rectangular box. Below the '行追加' button, there is a '削除' button, also highlighted with a red rectangular box. The form includes input fields for 'サービス内容(品目)', '機種(形式)', '品番', '納品日', '販売額', and '計画No.'. There are also buttons for '同期', '確認', and '変更'.

77.

項目入力後の画面です。

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

78.

入力データが保存されました。

【ポイント】

確認ボタンを押すことにより入力データが保存されます。
選定福祉用具(介護販売)TABでは履歴ボタンは表示されません。

79.

居宅サービス計画TABをクリックします。居宅サービス計画入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① 生活に対する意向(ご本人)
- ② 生活に対する意向(ご家族)
- ③ 総合的な援助方針

80.
「新規」ボタンをクリックします。

住環境	これからの生活像と留意点(レガシー)	これからの生活像と留意点(新)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居宅サービス計画
<div> <input type="button" value="新規"/> <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="削除"/> </div>					

81.
居宅サービス計画が入力可能となります。
生活に対する意向欄・総合的な援助方針欄には直接データの入力が行えます。

<div> <input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="新規"/> </div>	
生活に対する意向	ご本人 (300文字)
	ご家族 (300文字)
	総合的な援助方針 (300文字)

82.
入力後の画面です。

生活に対する意向	ご本人 (300文字)	家族に迷惑をかけず、いつまでも元気で過ごせるよう
	ご家族 (300文字)	すべてに我慢をするタイプなので困っていることがあ
	総合的な援助方針 (300文字)	短期：最近のうつ状態を回避する 中期：足腰を鍛える 長期：自分のことは自分でできるように福祉用具を注

83.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

介護環境	住環境	これから 生活像と留意 点(レンタル)	これから 生活像と留意 点(販売)	選定福祉用具 (レンタル)	選定福祉用具 (介護販売)
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">確認</div>					
家族に迷惑をかけずに、いつもまでも元気で過ごしたい。					
すべてに我慢をするタイプなので困っていることがあれば聞き出してほしい。					
短期：最近のうつ状態を回避する 中期：足腰を鍛える 長期：自分のことは自分で出来るように福祉用具を活用したい					

84.

入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。

「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

介護環境	住環境	これから 生活像と留意 点(レンタル)	これから 生活像と留意 点(販売)	選定福祉用具 (レンタル)	選定福祉用具 (介護販売)
14-04-28		1		新規	変更
家族に迷惑をかけずに、いつもまでも元気で過ごしたい。					
すべてに我慢をするタイプなので困っていることがあれば聞き出してほしい。					
短期：最近のうつ状態を回避する 中期：足腰を鍛える 長期：自分のことは自分で出来るように福祉用具を活用したい					

85.

解決すべき課題TABをクリックします。解決すべき課題入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① 解決すべき課題

選定福祉用具 (レンタル)	選定福祉用具 (介護販売)	居室サ ービス計 画	解決すべ き課題	サ ービス記 録	内部コメ ント
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 更新 削除 </div> <div style="height: 100px; border: 1px solid gray; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: -15px; right: 0;">↑</div> <div style="position: absolute; bottom: -15px; right: 0;">↓</div> </div> </div>					

86.
「新規」ボタンをクリックします。

住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居室サービス計画
<div> <input type="button" value="新規"/> <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="削除"/> </div>					

87.
解決すべき課題が入力可能となります。
解決すべき課題欄には直接データの入力が行えます。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div> <input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="新規"/> </div>						
解決すべき課題 (ニーズ)(300文字)				<div></div>		
<input type="button" value="戻る"/>						

88.
入力後の画面です。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div> <input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="新規"/> </div>						
解決すべき課題 (ニーズ)(300文字)				自立維持を支援するために環境整備と福祉用		
<input type="button" value="戻る"/>						

89.

内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a form with several tabs at the top: 'ご相談内容', '身体状況', '介護環境', '住環境', 'これからの生活像と留意点(レンタル)', 'これからの生活像と留意点(介護販売)', and '選定福祉用具'. The '確認' button is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a text area for '解決すべき課題(ニーズ)(300文字)' and a '戻る' button at the bottom.

90.

入力データが保存されました。

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。
「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

The screenshot shows the same form as before, but with the '1' tab highlighted. The '確認' button is no longer highlighted. The text area now contains the text '自立維持を支援するために環境整備と福祉用具の活用を図る。'.

91.

サービス記録TABをクリックします。サービス記録入力画面が表示されます。

入力・選択項目

- ① 日付
- ② 実施したサービス

The screenshot shows a new form with tabs: '選定福祉用具(レンタル)', '選定福祉用具(介護販売)', '住宅サービス計画', '解決すべき課題', 'サービス記録', and '内部コメント'. The 'サービス記録' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a '変更' button and a text area for 'サービス(60文字)'.

92.

「変更」ボタンをクリックします。

住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)	居室サービス計画
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">変更</div>					
付			実施したサービス(60文字)		

93.

「行追加」ボタンをクリックします。

【ポイント】

変更ボタンをクリックすることにより、行の追加が可能となります。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">変更</div>						
コントロール			計画No.	日付	実施したサービス	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">行追加</div>						

94.

サービス記録が入力可能となります。

サービス記録欄には直接データの入力が行えます。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確認</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">変更</div>						
コントロール			計画No.	日付	実施したサービス(60文字)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">行追加</div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

95.
入力後の画面です。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(販売)
<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="変更"/>							
コントロール		計画No.	日付	実施したサービス(60文字)			
<input type="button" value="行追加"/>			20140410	メンテナンスを実施しました。			
<input type="button" value="削除"/>							

96.
内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(販売)
<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="変更"/>							
コントロール		計画No.	日付	実施したサービス(60文字)			
<input type="button" value="行追加"/>			20140410	メンテナンスを実施しました。			
<input type="button" value="削除"/>							

97.
入力データが保存されました。

介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(販売)
<input type="button" value="変更"/>					
日付		実施したサービス(60文字)			
2014/04/10		メンテナンスを実施しました。			

98.

内部コメントTABをクリックします。
内部コメント入力画面が表示されます。

入力・選択項目

① 内部コメント

The screenshot shows the top navigation bar with several tabs: '選定福祉用具 (レンタル)', '選定福祉用具 (介護販売)', '居宅サービス計画', '解決すべき課題', 'サービス記録', and '内部コメント'. The '内部コメント' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there are buttons for '更新' (Update) and '削除' (Delete). A large, empty text input area is visible below these buttons.

99.

「新規」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the same interface as the previous one, but with the '新規' (New) button highlighted by a red box. The '更新' (Update) and '削除' (Delete) buttons are also visible. The large text input area remains empty.

100.

内部コメントが入力可能となります。
内部コメント欄には直接データの
入力が行えます。

The screenshot shows the internal comment input screen. The top navigation bar includes tabs for 'ご相談内容', '身体状況', '介護環境', '住環境', 'これからの生活像と留意点 (レンタル)', 'これからの生活像と留意点 (販売)', and '選定福祉用具 (レンタル)'. Below the tabs, there are buttons for '確認' (Confirm) and '新規' (New). A large text input area is provided for the internal comment. A note on the left states: '内部コメント (300文字) サービス計画書には反映されません。' (Internal comment (300 characters) will not be reflected in the service plan book). At the bottom, there is a '戻る' (Back) button.

101.
入力後の画面です。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
内部コメント (300文字) サービス計画書には 反映されません。				<div>確認 新規</div> <p>ご本人は甘いものが好き。</p>		
<div>戻る</div>						

102.
内容の確認を行い、「確認」ボタンをクリックします。

ご相談内容	身体状況	介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)
内部コメント (300文字) サービス計画書には 反映されません。				<div>確認 新規</div> <p>ご本人は甘いものが好き。</p>		
<div>戻る</div>						

103.
入力データが保存されました。

介護環境	住環境	これからの生活像と留意点(レンタル)	これからの生活像と留意点(販売)	選定福祉用具(レンタル)	選定福祉用具(介護販売)
<div>1</div> <div>新規 変更 削除</div> <p>ご本人は甘いものが好き。</p>					

【ポイント】

入力データが「1」として保存されます。
「新規」→「確認」へと処理を行うごとに入力データの履歴が表示されます。

104.

福祉用具サービス計画書の出力を行います。

「印刷」ボタンをクリックします。

福祉用具サービス計画書作成

対象事業者 株式会社〇〇貸与事業所

五郎 検索 印刷

年齢 76 要介護度 要支援1 認定期間 平成22年01月01日 ~ 平成24年12月31日

境 必要な理由と 選定福祉用具 留意点 居宅サービス 解決すべき

105.

福祉用具サービス計画書の発行画面が表示されます
出力を行う内容を選択します。

作成日は変更が可能です。また管理者は入力が可能です。

福祉用具サービス計画書を印刷します。

被保険者ID 000381 介護 太郎

選定福祉用具 ☒ レンタル ☐ 販売

福祉用具サービス計画書

発行ページ ☒ 基本情報 ☒ 利用情報1 ☐ 利用情報2

作成日 20160624 管理者

介護保険情報を表示 ☐ する ☐ しない

支援事業所情報を変更 ☐ する ☒ しない

106.

介護保険情報・居宅支援事業所情報・個人情報のマスキング機能の選択が可能です。

介護保険情報を表示 ☐ する ☐ しない

年齢

要介護度

認定期間 ~

支援事業所情報を変更 ☒ する ☐ しない

担当CM

個人情報をマスキング ☐ する(奇数文字) ☐ する(偶数文字) ☒ し

107.

福祉用具サービス計画書を発行する場合は「印刷」をクリックします。

発行を中止する場合は「閉じる」をクリックします。

福祉用具サービス計画書
発行ページ

☒ 基本情報 ☒ 利用情報1 ☐

作成日 管理者

介護保険情報を表示 ☒ する ☐ しない ☐

支援事業所情報を変更 ☐ する ☒ しない ☐

個人情報をもスキミング ☐ する(奇数文字) ☐ する(偶数文字) ☒

印刷 **閉じる**

108.

発行が可能となると画面中央に「保存する場合は、ここを右クリック「対象をファイルに保存(A)...」を選択して下さい。」と表示されます。

左クリックを行うと画面上に帳票(PDF)が表示されます。
右クリックを行うとパソコンに帳票が保存されます。

被保険者ID: 000002 リストの発行が完了しました。

保存する場合は、ここを右クリック「対象をファイルに保存(A)...」を選択して下さい。

閉じる

109.

帳票サンプル:印刷時に選択や入力が可能な項目です。

- ・作成日
- ・管理者
- ・被保険者情報
- ・居宅支援事業所情報
- ・個人情報マスキング

サービス計画書 (基本情報)				作成日	2014年04月30日
				作成者	担当 次郎
				管理者	
性別	生年月日	年齢	要介護度	認定期間	
様 男	昭和12年03月17日	77	要介護1	平成24年01月 ~ 平成24年12月	
2345646				TEL	072-222-3333
様 続柄	施設			TEL	072-222-2222
介護支援事業所				担当CM	河野次郎 様
〒970番地2				TEL	0198-24-7211
護 花子		様 続柄	妻	相談日	2012/10/05

来ないことが多くなってきたので、今後の生活に不安がある。